

# Miru


1day Menicon Flat Pack




STEP 1




STEP 2




STEP 3



STEP 4



STEP 5



en

**Contents:** Sterile, daily disposable, daily wear soft contact lenses, 43% hioxifilcon A and 57% water, in buffered saline solution.

fr

**Contenu:** Stérile, usage journalier unique, lentilles cornéennes souples à usage journalier, 43% de hioxifilcon A et 57% d'eau, dans une solution saline tamponnée.

de

**Inhalt:** Sterile, für das tägliche Tragen gedachte, weiche Einwegkontaktlinsen, 43% Hioxifilcon A und 57% Wasser, in gepufferter Salzlösung.

it

**Contenuto:** Sterilizate, di monouso giornaliere, lenti morbidi a contatto d'applicazione giornaliere, 43% di Hioxifilcon A e 57% d'acqua, nella soluzione salina tamponata.

es

**Contenido:** Lentes de contacto blandas de uso diario, esterilizadas, desechables diarias, fabricadas con material hioxifilcon A 43%, con un contenido en agua del 57% e inmersas en una solución salina tamponada.

nl

**Inhoud:** Steriele daglenzen, zachte contactlenzen voor dagelijks gebruik, 43% hioxifilcon A en 57% water in een gebufferde zoutoplossing.

pt

**Conteúdo:** Lentes de contato gelatinosas esterilizadas, diariamente descartáveis e de uso diário, de 43% de hioxifilcon A e 57% de hidratação, em solução salina tamponada.

da

**Indhold:** Sterile, 1-dags, bløde kontaktlinser til daglig brug, 43% hioxifilcon A og 57% vandindhold, i beskyttende saltopløsning.

no

**Innhold:** Sterile, endags, bløde kontaktlinser til daglig bruk, 43% hioxifilcon A og 57% vannindhold, i beskyttende saltopløsning.

sv

**Innehåll:** Sterila, mjuka dagslinser för engångsbruk, 43% hioxifilcon A och 57% vatten, i buffrad saltlösning.

fi

**Sisältö:** Steriilit, pehmeät, päiväkäyttöiset piilolinssit, 43% hioxifilcon A:ta ja 57% vettä, puskuroidussa suolaliuoksessa.

pl

**Zawartość:** Aseptyczne, jednorazowe miękkie soczewki kontaktowe do użytku codziennego, Hioxifilcon A (43%) i woda w buforowym roztworze soli (57%).

CE  
0483

