



Material : govafilcon A


Copolímero de hidroxietilmetracrilato

37 % de hidrofilia, no iónico

Coloración : Azulada

Dk : 10×10^{-11} (Fatt)

Geometría esfero-asférica



Gama

ESTANDAR

\varnothing_T		13.00	13.50	14.00 mm		
r_0	7.80	8.10	8.40	8.70	9.00	9.90 por 0.30 mm
F'_V	- 25.00	-10.00	a	+5.00	+ 25.00 por 0.25 D	

Regla de adaptación

Lentilla de prueba $r_0 = 8.40$ mm y $\varnothing_T = 13.50$ mm

Hay un diámetro de 13.00 mm para córneas pequeñas



84 M : $r_0 = 8.40 - \varnothing_T = 13.50$

84 : $r_0 = 8.40 - \varnothing_T = 13.00$

Indicador derecho/réves por marcaje fotoquímico del r_0 y \varnothing_T

Indicaciones

Lentilla blanda de baja hidrofilia
que corrige la miopía, y la hipermetropía
para uso diario

Renovación aconsejada : < 1 años

Mantenimiento

Solución multiusos MeniCare Soft

Envasado

Frasco que contiene una lentilla estéril en
solución salina.

Fabricante : **Menicon Co., Ltd.** Nagoya Japan

Para cualquier información :

Menicon España

Mallorca 277

08037 Barcelona

TEL +34 (0) 93 272 13 69

FAX +34 (0) 93 272 13 71

menicon@wanadoo.es

www.menicon.es

Menicon Europe

104 rue Martre

92583 Clichy Cedex - F

TEL + 33 (0)1 41 40 19 00

FAX + 33 (0)1 41 40 19 20

www.menicon.fr



CE 0483