

# Menifocal Z Art.-Nr. 1261

Alternierend: Zentral Ferne

## Material:

- Z**
- Dk: 163
  - UV Filter
  - Handlingstint eisblau

## Nutzungszeitraum:

Tausch nach 18 Monaten, ideal nach 12 Monaten

## Pflegeempfehlung:

MeniCare Pure  
+ wöchentlich Progent Intensivreiniger



## Eigenschaften:

- Alternierendes System
- konzentrisch angeordnete Fern-Nahzone

## Vorteile:

- ▶ Große Fern- und Nahzone
- ▶ Keine Prismen zur Stabilisation notwendig

## Design:

### Rückfläche

- Große sphärische optische Zone, asphärische Peripherie (ähnlich Menicon Z Alpha)

### Vorderfläche

- Zentral Fernzone
- Ringförmige Übergangzone (bewirkt bildsprungfreies Sehen)
- Peripher konzentrische Nahzone

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

## Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) $\Delta r$ bis max. 0,40 mm	Durchmesser (mm)
flacher HH-Meridian +0,10 mm	9,80

## Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition (dpt)
7,00 bis 8,50	+5,00 bis -13,00	9,40 / 9,60 / 9,80	1,00 bis 2,50 in 0,50 dpt Abstufung
7,55 bis 9,00 in 0,05 mm Abstufung	+5,00 bis -10,00 in 0,25 dpt Abstufung		