

Omni Executive Art.-Nr. 1263

Alternierend: mit Trennlinie

Material:

- Z**
- Dk: 163
 - UV Filter
 - Handlingstint eisblau

- EX**
- Dk: 64
 - Handlingstint eisblau

Nutzungszeitraum:

Tausch nach 18 Monaten, ideal nach 12 Monaten

Pflegeempfehlung:

MeniCare Pure
+ wöchentlich Progent Intensivreiniger



Eigenschaften:

- bifokales System

Vorteile:

- ▶ Große Fern- und Nahzone

Design:

Rückfläche

- Identisch zur Omni (sphärische optische Zone, asphärische Peripherie)

Vorderfläche

- Horizontal segmentierte Trennlinie zwischen Ferne und Nähe (variable Höhe)
 - Standard 0,50 mm unter geometrischem Mittelpunkt
- Prismenballast (variabel; Standard 1,50 pdpt)
- Stutzkante (optional und variabel in 0,10 mm Abstufung)
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,40 mm	Durchmesser (mm)
parallel zum flachen HH-Meridian	10,00

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition (dpt)
6,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	+5,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,80 bis 11,00 in 0,20 mm Abstufung	1,00 bis 3,00 in 0,50 dpt Abstufung
Trennlinie (mm)	Stutzkante (mm)	Prisma (pdpt)	
0,50 höher / Standard / 0,50 tiefer	optional 0,10 bis 0,50 in 0,10 Abstufung	1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50	