

Soft 72 Art.-Nr. 1321

Weiche Jahreslinse

Material

- Hydrogel (Mipafilcon A2)
- DK 34 mmHg
- Wassergehalt 72% (nicht-ionisch, FDA Gruppe II)
- Handlingstint Aqua-green

Pflegeempfehlung:

SOLOCARE AQUA®



Nutzungszeitraum:


12 Monate

Highlights:


- Exzellente Wasserbindung
- ▶ Geringe Ablagerungsneigung und hoher Tragekomfort

Design:

- Bi-sphärisch-asphärische Geometrie
- Sphärische optische Zone, asphärische Peripherie
- Komfortable dünne Randgestaltung



BK: 8,40 mm
Ø_r 14,00



BK: 8,70 mm
Ø_r 14,00



BK: 9,00 mm
Ø_r 14,00

von innen lesbar

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung:

Hornhautradien (mm)	7,20 7,30 7,40 7,50 7,60	7,70 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20	8,30 8,40 8,50
Basiskurve (mm)	8,40	8,70	9,00

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
8,40 8,70 9,00	+25,00 bis -25,00 0,25 dpt Abstufung	14,00