

# Z Alpha Art.-Nr. 1251

sphärisch-asphärisch

**Material:**

- Z**
- Dk: 163
  - UV Filter
  - Handlingstint eisblau

**Nutzungszeitraum:**

12 bis maximal 18 Monate

**Pflegeempfehlung:**

MeniCare Pure  
+ wöchentlich Progent Intensivreiniger



**Eigenschaften:**

- Sphärisch-asphärisches Design
- Hoher Dk/t 109 mmHg

**Vorteile:**

**30 Tage Dauertragen**

- ▶ Sanfte und gleichmäßige Bewegung
- ▶ FDA Zulassung zum Über-Nacht-Tragen 30 Tage und 29 Nächte

**Design:**

**Rückfläche**

- Große sphärische Zone
- Asphärische Peripherie

**Vorderfläche**

- Große sphärische optische Zone

**Anpassung und Tipps:**

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,40 mm	Durchmesser (mm)
flacher HH-Meridian +0,10 mm	10,00

**Lieferbereich:**

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
6,50 bis 9,00	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,00 bis 9,80
6,70 bis 9,00		10,00
7,30 bis 9,00		10,50
7,50 bis 9,00		11,00
in 0,05 mm Abstufung		in 0,20 mm Abstufung