

**Z** Art.-Nr. 1241

bi-asphärisch

## Material:

- Z**
- Dk: 163
  - UV Filter
  - Handlingstint eisblau

## Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

## Pflegeempfehlung:

MeniCare Pure  
+ wöchentlich Progent Intensivreiniger



## Eigenschaften:

- Bi-asphärisches Design
- Asphärische Vorderfläche
- Asphärische Rückfläche
- Hoher Dk/t 125

## Vorteile:

**30 Tage Dauertragen**

- ▶ Schlankstes Menicon Design
- ▶ Best mögliche Korrektur der sphärischen Aberration
- ▶ Guter Gleichlauf bei sanftem Linsensitz
- ▶ FDA Zulassung zum Dauertragen für 30 Tage und 29 Nächte

## Design:

### Rückfläche

- Vollasphärisch ( $\epsilon = 0,35$ ) für gleichmäßige Druckverteilung

### Vorderfläche

- Vollasphärisch, zur Korrektur der sphärischen Aberration der Kontaktlinse
- Große optische Zone

**Nutzen Sie *easyfit* oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung**

## Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) $\Delta r$ bis max. 0,40 mm	Durchmesser (mm)
parallel zum flachen HH-Meridian	10,00

## Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
6,80 bis 9,00 in 0,10 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,80 bis 10,00 in 0,20 mm Abstufung